


Kd Validiertes Kaninchen-Monoklonaler Anti-Tfeb-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - P19484

Artikelnummer: CM0008749



Einführung

KD validierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TFEB (Transkriptionsfaktor EB). Erkennt endogene Spiegel von TFEB. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Anwendungen Western Blot, IHC-P, ELISA und ChIP. Ideal für die Autophagie- und Lysosomenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFEB Kaninchen mAb [KD Validiert]
Bemerkungen/Alias	TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7942
Gen-ID	7942
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-173 von humanem TFEB (NP_009093.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19484
Proteingewicht	44 kDa/53 kDa
Versand	Eisbeutel