

Kd-Validiertes Anti-Tfeb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P19484

Artikelnummer: CM0025516



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes TFEB, validiert für Knockdown-Spezifität. Geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Autophagie- und Lysosomen-Biogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] TFEB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB; TFEB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7942
GenID	7942
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-173 von humanem TFEB (NP_009093.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19484
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel