

[Kd-Validiert] Monoklonaler Antikörper Gegen Thymidylatsynthase Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04818

Artikelnummer: CM0006205



Einführung

Validierter rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Thymidylatsynthase (TYMS), ein kritisches Enzym der Nukleotidbiosynthese. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA; Reaktivität beim Menschen. Für die Krebsforschung und die Entwicklung diagnostischer Verfahren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] Thymidylatsynthase-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Aliase	TS; TMS; DKCD; HST422
Art	Mensch
Gen-ID	7298
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-313 der menschlichen Thymidylatsynthase (NP_001062.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04818
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku