


[Kd Validiert] Anti-Timm10 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62072

Artikelnummer: CM0005575



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TIMM10 (TIM10), ein mitochondriales Import-Chaperon. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der mitochondrialen Innenmembran-Translokase und verwandter Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] TIMM10 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TIM10; TIM10A; TIMM10A; [KD Validiert] TIMM10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26519
GenID	26519
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-90aa von menschlichem TIMM10 (NP_000204.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62072
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Eisbeutel