

[Kd Validiert] Anti-Tradd Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q15628

Artikelnummer: CM0011574



Einführung

KD validierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TRADD (assoziiert mit TNFRSF1A über Todesdomäne). Validiert für WB, IP, ELISA; reaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Apoptose und NF-κB-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] TRADD Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Hs.89862
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8717
GenID	8717
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 199-312 des humanen TRADD (NP_003780.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15628
Proteinmasse	34 kDa
Versand	Eisbeutel