

## [Kd Validiert] Anti-Xpnpep3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqh7

Artikelnummer: CM0011692



### Einführung

[KD Validiert] Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen XPNPEP3 (APP3/ICP55/NPHPL1), reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Western Blot, IHC-Paraffin und ELISA. Das Ziel ist eine mitochondriale Aminopeptidase, die an der Peptidverarbeitung und der TNFRSF1B-Signalgebung beteiligt ist; relevant für Studien zur Nephronophthisis.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KD Validiert] XPNPEP3 Kaninchen mAb                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | APP3; ICP55; NPHPL1                                                                                                                  |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                               |
| GenID (Mensch)    | 63929                                                                                                                                |
| GenID             | 63929                                                                                                                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 32-230 von menschlichem XPNPEP3 (NP_071381.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                            |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                  |
| SWISS             | Q9NQH7                                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 57kDa                                                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                            |