


[Kd Validiert] Anti-Ythdc1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q96Mu7

Artikelnummer: CM0006052



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes YTHDC1 (KD validiert), geeignet für WB, IHC-P, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt YTHDC1 bei ~85 kDa, einem wichtigen m6A-Leser und Splicing-Regulator. Ideal für Forschung zu RNA-Modifikation und Epigenetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] YTHDC1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	YT521; YT521-B; [KD validiert] YTHDC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	91746
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-71 von humanem YTHDC1 enthält (NP_001026902.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96MU7
Proteingewicht	85 kDa (beobachtet)
Versand	Eisbeutel