


## Kd-Validierter Polyklonaler Anti-Ythdc2-Kaninchenantikörper Für Wb, Ip, If-P, Elisa - Q9H6S0

Artikelnummer: CM0021397



### Einführung

KD-validierter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes YTHDC2 (3'-5'-RNA-Helikase) für WB, IP, IF-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Erkennt eine Bande bei etwa 160 kDa; ideal für die Erforschung von Meiose und m6A-vermitteltem RNA-Abbau.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KD-validiert] YTHDC2-Kaninchen-pAb                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | CAHL; hYTHDC2; YTHDC2                                                                                                  |
| Art               | Mensch                                                                                                                 |
| GeneID (Mensch)   | 64848                                                                                                                  |
| GeneID            | 64848                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1286-1430 des humanen YTHDC2 (NP_073739.3) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, IP, IF-P, ELISA                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                    |
| SWISS             | Q9H6S0                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 160 kDa                                                                                                                |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                               |