


[Kd-Validiert] Cdk2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P24941

Artikelnummer: CM0008540



Einführung

Hochwertiger monoklonaler CDK2-Kaninchenantikörper für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Von zentraler Bedeutung für die Zellzyklus-, DNA-Reparatur- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] CDK2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CDKN2; p33(CDK2)
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1017
GeneID	1017
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-298 des humanen CDK2 (NP_001789.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24941
Proteingewicht	30 kDa/34 kDa
Versand	Kühlakku