

[Kd-Validiert] Cdx2-Kaninchen-Pab - Q99626

Artikelnummer: CM0021891



Einführung

Polyklonaler CDX2-Kaninchenantikörper (KD-validiert) für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Funktion von Transkriptionsfaktoren im Darmepithel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] CDX2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; CDX2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1045
Gen-ID	1045
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 14-165 des humanen CDX2 (NP_001256.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99626
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku