


[Kd Validiert] Copb2 Rabbit Polymab® - P35606

Artikelnummer: CM0004973



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes COPB2 (beta'-COP), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes und murines COPB2 (~102 kDa), eine Coatomer-Untereinheit, die für den retrograden Golgi-ER-Transport essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] COPB2 Rabbit PolymAb®
Anmerkungen/Alias	OPDD; MCPH19; beta'-COP
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9276
GeneID	9276
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 657-906 des humanen COPB2 (NP_004757.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P35606
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel