

Kd-Validierter Dnmt1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26358

Artikelnummer: CM0023649



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DNMT1 (DNA-Methyltransferase 1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für DNA-Methylierungs- und epigenetische Vererbungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] DNMT1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; [KD Validated] DNMT1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1786
Gen-ID	1786
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-124 von DNMT1 (NP_001370.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P26358
Proteingewicht	183kDa
Versand	Eisbeutel