

[Kd Validiert] Foxk1 Kaninchen Mab - P85037

Artikelnummer: CM0011817



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes FOXK1, validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Forschung zu Glukosestoffwechsel, Muskeldifferenzierung und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] FOXK1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FOXK1L
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	221937
GenID	221937
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 600-733 von humanem FOXK1 (NP) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P85037
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel