


[Kd Validiert] Gpx4 Kaninchen Pab Für Wb, If-P, Elisa - P36969

Artikelnummer: CM0019726



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen GPX4 (Glutathionperoxidase 4), validiert für WB, IF-P, ELISA. Reagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Ferroptose-, oxidativen Stress- und Lipidperoxidationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] GPX4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; GPX4
Spezies	Human
GeneID (Human)	2879
GeneID	2879
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-197 von humanem GPX4 (NP_002076.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P36969
Protein-Gewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel