


[Kd-Validierung] Mct1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P53985

Artikelnummer: CM0004057



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen MCT1 (SLC16A1) für WB, IF, IHC-P, ELISA. KD-validiert, detektiert humanes Monocarboxylat-Transporter 1, 54kDa. Ideal für Stoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-Validierung] MCT1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MCT; HHF7; MCT1; MCT1D
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	6566
Gen-ID	6566
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 190-245 von humanem MCT1 (NP_003042.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P53985
Protein-Gewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel