


[Kd Validiert] Mrpl11 Kaninchen Pab - Q9Y3B7

Artikelnummer: CM0024605



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes MRPL11, ein mitochondriales Ribosomenprotein, gerichtet ist. Validiert für WB, IP und ELISA. Ideal für Studien zur mitochondrialen Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] MRPL11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRPL11; CGI-113; L11MT; MRP-L11; mitochondriales Ribosomenprotein L11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	65003
GenID	65003
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 91-192 von humanem MRPL11 (NP_057134.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y3B7
Proteingewicht	18kDa/19kDa/20kDa
Versand	Eisbeutel