


[Kd-Validiert] Pin1 Kaninchen-Mab Für Wb Und Elisa - Q13526

Artikelnummer: CM0006928



Einführung

KD-validierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Pin1 (UniProt Q13526) für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Detektiert endogenes Pin1 bei 18 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] Pin1 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	DOD; UBL5; [KD-validiert] Pin1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5300
Gen-ID	5300
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-163 von humanem Pin1 entspricht (NP_006212.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13526
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku