

[Kd Validiert] Kaninchen Anti-Timm13 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5L4

Artikelnummer: CM0008361

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TIMM13 (Mitochondrialer Import-Translocase-Untereinheit der inneren Membran Tim13). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Geeignet für die Erforschung des mitochondrialen Proteinimports und von Chaperonen.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	[KD Validated] TIMM13 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TWIST1; ACS3; BPES2; BPES3; CRS; CRS1; CSO; SCS; TWIST; bHLHa38; twist-related protein 1
Spezies	Human
GeneID (Human)	26517
GeneID	26517
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-95 von humanem TIMM13 (NP_036590.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y5L4
Protein-Gewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel