

[Kd Validiert] Stat2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P52630

Artikelnummer: CM0009248



Einführung

Hochwertiger [KD validierter] STAT2 Kaninchen monoklonaler Antikörper von CamelBio für WB und ELISA. Erkennt menschliches und Ratten-STAT2 (P52630). Ideal für Forschung zu Interferon-Signalwegen und antiviralen Untersuchungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] STAT2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; [KD Validiert] STAT2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6773
Gen-ID	6773
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 550-706 des menschlichen STAT2 (NP_005410.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P52630
Proteingewicht	98 kDa
Versand	Eisbeutel