

Kdm6A Kaninchen Pab - 22289

Artikelnummer: CM0029001

Einführung

KDM6A polyklonaler Antikörper vom Kaninchen, hergestellt gegen Maus-KDM6A (Aminosäuren 550-700) für Western Blot, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KDM6A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Utx; KDM6A
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	7403
Gen-ID (Maus)	22289
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 550-700 von Maus-KDM6A (NP_033509.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
Proteingewicht	154kDa/157kDa
Versand	Eisbeutel