

Kdm6B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - 216850

Artikelnummer: CM0018690

Einführung

Kdm6b (Jmjd3) Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für Maus-Kdm6b. Geeignet für Anwendungen WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch und Maus. Proteinmasse 176 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kdm6b Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	Jmjd3; 1700064E03Rik; Kdm6b
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	23135
Gen-ID	216850
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 90-190 von Maus-Kdm6b (NP_001017426.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
Proteinmasse	176 kDa
Versand	Eisbeutel