

Kdm6B-Polyklonaler Kaninchenantikörper - Kdm6B

Artikelnummer: CM0015623

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen murines Kdm6b (auch bekannt als Jmjd3). Hergestellt gegen ein rekombinantes Protein, das die Aminosäuren 90–190 umfasst. Geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber humanem und murinem Kdm6b. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 176 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kdm6b-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	Jmjd3; 1700064E03Rik; Kdm6b
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	23135
Gen-ID	216850
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 90–190 des murinen Kdm6b (NP_001017426.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
Proteingewicht	176 kDa
Versand	Kühlakku