

Khdrbs1/Sam68 Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07666

Artikelnummer: CM0005880



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen KHDRBS1/Sam68 (p62/p68). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an RNA-Bindung und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KHDRBS1/Sam68 monoklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	p62; p68; Sam68; KHDRBS1/Sam68
Spezies	Human
GeneID (Human)	10657
GeneID	10657
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen KHDRBS1 (Q07666) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q07666
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel