


Khsrp Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92945

Artikelnummer: CM0005696



Einführung

KHSRP Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA in Human, Maus und Ratte. Erkennt far upstream element-binding protein 2 (FUBP2), ein 73 kDa RNA-bindendes Protein, das an mRNA-Spleißen, Transport und Abbau beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KHSRP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	p75, FBP2, KSRP, FUBP2, KHSRP
Spezies	Human
GenID (Human)	8570
GenID	8570
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-180 von humanem KHSRP (Q92945) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92945
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Eisbeutel