

Kiaa0391/Prorp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O15091

Artikelnummer: CM0024996



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KIAA0391/PRORP, validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für die Untersuchung der mitochondrialen tRNA-Verarbeitung und der Ribonuklease-P-Komplexe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIAA0391 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRPP3; COXPD54; KIAA0391
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9692
GenID	9692
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 314-583 von humanem KIAA0391 (NP_055487.2) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	O15091
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel