

Kiaa0513 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O60268

Artikelnummer: CM0017876

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen KIAA0513, validiert für WB und ELISA in humanen und murinen Proben. Ideal für die Untersuchung der zytoplasmatischen Proteinlokalisierung in Hirngeweben und seiner potenziellen Rolle bei neuropsychiatrischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	KIAA0513 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KIAA0513
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	9764
Gen-ID	9764
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-301 von humanem KIAA0513 enthält (NP_001273494.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60268
Protein-Gewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel