

Kif2B Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q8N4N8

Artikelnummer: CM0025761

Einführung

Der KIF2B-Kaninchen-Polyklonale-Antikörper (Q8N4N8) von CamelBio erkennt humanes KIF2B-Kinesin in WB und ELISA. Validiert für Mensch, Maus und Ratte mit einem vorhergesagten Gewicht von 76 kDa. Ideal für Zellteilungs- und Mitoserecherche.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIF2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KIF2B
Spezies	Mensch
GeneID (human)	84643
GeneID	84643
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 544-673 des humanen KIF2B (NP_115948.4) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N4N8
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eistasche