

Klf17-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q5Jt82

Artikelnummer: CM0015180

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes KLF17, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet für Studien zur Transkriptionsregulation, zum epithelial-mesenchymalen Übergang und zur Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLF17-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	ZLF393; ZNF393; Zfp393; KLF17
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	128209
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 210-389 des humanen KLF17 (NP_775755.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q5JT82
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku