

Klf6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99612

Artikelnummer: CM0016430

Einführung

KLF6 Kaninchen-polyklonaler Antikörper zum Nachweis von humanem KLF6 (Zf9/COPEB), einem Zinkfinger-Transkriptionsfaktor. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Stammt vom Kaninchen, Versand auf Kühllakkus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLF6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GBF; ZF9; BCD1; CBA1; CPBP; PAC1; ST12; COPEB; KLF6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	1316
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-200 von humanem KLF6 (NP_001291.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99612
Protein-Gewicht	32kDa
Versand	Kühllakkus