

KLHL9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2J3

Artikelnummer: CM0014287

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches KLHL9 hergestellt wurde, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu mitotischer Progression und Zytokinese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLHL9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KLHL9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55958
GenID	55958
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von menschlichem KLHL9 (NP_061335.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P2J3
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel