

KLK10 (Nes1) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43240

Artikelnummer: CM0026177



Einführung

Rekombinanter kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches Kallikrein-10 (KLK10/NES1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-KLK10. Tumorsuppressor-Antigen für die onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLK10 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	NES1; PRSSL1; KLK10
Art	Mensch
GenID (Mensch)	5655
GenID	5655
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 43-276 von menschlichem KLK10 (NP_665895.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43240
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel