

KLK7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49862

Artikelnummer: CM0026786



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KLK7 (Kallikrein-7), geeignet für WB und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Ideal für die Forschung zu Hautdesquamation, Eierstockkrebs und Proteasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLK7 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	hK7; SCCE; PRSS6; KLK7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5650
Gen-ID	5650
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 30-253 von humanem KLK7 (NP_644806.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49862
Proteinmolekulargewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel