


Kmt2A Polyklonaler Kaninchenantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q03164

Artikelnummer: CM0016140



Einführung

KMT2A polyklonaler Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Zielprotein ist die Histonmethyltransferase MLL1, die an der H3K4-Methylierung und der Transkriptionsregulation beteiligt ist und für Leukämie sowie die Entwicklungsbiologie relevant ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KMT2A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HRX; MLL; ALL1; GAS7; HTRX; MLL1; TRX1; ALL-1; CXXC7; HTRX1; MLL1A; WDSTS; KMT2A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4297
GeneID	4297
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 2829–2883 des humanen KMT2A (NP_005924.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q03164
Proteingewicht	432 kDa
Versand	Kühlakku