


[Ko Validiert] Acly Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P53396

Artikelnummer: CM0011316



Einführung

Anti-ACLY Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunpräzipitation, Immunfluoreszenz und ELISA; erkennt menschliches, murines und ratte ACLY; Molekulargewicht 121 kDa. Geeignet für Stoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] ACLY Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ACL; ATPCL; CLATP; ACLY
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	47
GenID	47
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53396
Proteingewicht	121 kDa
Versand	Eisbeutel