

[Ko Validiert] Ak2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P54819

Artikelnummer: CM0026977



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes AK2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

Adenylatkinase 2 ist ein mitochondriales Enzym, das für die zelluläre Energiehomöostase und Hämatopoese entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] AK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADK2; K2
Spezies	Human
GeneID	204
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-232 von humanem AK2 (NP_001616.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P54819
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eistasche