

[Ko Validiert] Anti-A-Catenin Monoklonaler Antikörper Für Wb - P35221

Artikelnummer: CM0002574



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes α -Catenin (Alpha E-catenin, CTNNA1). KO-validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Zelladhäsions- und Verbindungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] α -Catenin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MDBS2; MDPT2; CAP102; in
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1495
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem α -Catenin (P35221) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35221
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel