

Ko-Validiertes Anti-Abcf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ug63

Artikelnummer: CM0017938

Einführung

KO-validierter Anti-ABCF2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert in Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an ABC-Transportern und die Entwicklung diagnostischer Assays, bezogen von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] ABCF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ABC28; HUSSY18; HUSSY-18; EST133090; F2
Spezies	Mensch
Gen-ID	10061 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von menschlichem ABCF2 (NP_005683.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UG63
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel