


[Ko Validiert] Anti-Aif Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - O95831

Artikelnummer: CM0026153



Einführung

Zuverlässiger, KO-validierter AIF-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratte AIF. Ideal für Apoptose- und Mitochondrienforschung. Ziel-MW 67 kDa. Swiss-Prot: O95831.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] AIF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMS; PDCD8; COXPD6; SEMDHL; IF
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9131
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 334-613 von humanem AIF (NP_004199.1) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95831
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel