

[Ko-Validiert] Anti-Ajuba Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96If1

Artikelnummer: CM0023880

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Ajuba, durch Knockout validiert. Geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Human und Ratte. Für Forschung zu Zelladhäsion, Signaltransduktion und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] Ajuba Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JUB; ba
Spezies	Human
Gen-ID	84962
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 201-290 von humanem Ajuba (NP_116265.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q96IF1
Protein-Gewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel