

[KO Validiert] Anti-Ak2 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P54819

Artikelnummer: CM0002691



Einführung

[KO Validiert] Rekombinanter Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen menschliches Adenylatkinase 2 (AK2) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes AK2. AK2 ist essenziell für die zelluläre Energiehomöostase und die Hämatopoese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] AK2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ADK2; K2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	204
GenID	204
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem AK2 (P54819) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54819
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel