

[Ko Validiert] Anti-Alpha-Catenin Kaninchen-Polyclonal-Antikörper - P35221

Artikelnummer: CM0029706



Einführung

KO validierter Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Alpha-Catenin (CTNNA1) für WB, IHC-P, IP, ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte; ideal für Forschung zu Zelladhäsion und Zellverbindungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] α -Catenin Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliaße	MDBS2; MDPT2; CAP102; in
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1495
GenID	1495
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 637-906 des menschlichen α -Catenin (NP_001894.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35221
Proteinmasse	100kDa
Versand	Eisbeutel