


Ko-Validierter Monoklonaler Anti-Alpha-Synuclein-Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - P37840

Artikelnummer: CM0011842



Einführung

Monoklonaler Maus-Antikörper gegen humanes Alpha-Synuclein, validiert für Western Blot, IHC, IF und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Parkinson und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] Alpha-Synuclein Maus-mAb
Anmerkungen/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Spezies	Human
Gen-ID	6622
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein entsprechend den Aminosäuren 1-140 des humanen Alpha-Synucleins (NP_000336.1)
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P37840
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Kühlakku