


[Ko-Validiert] Anti-Ampk α 2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P54646

Artikelnummer: CM0028623



Einführung

KO-validierter polyklonaler Anti-AMPK α 2-Kaninchen-Antikörper (pAb) für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Detektiert die 62 kDa AMPK alpha-2 katalytische Untereinheit. Ideal für die Forschung zu Energiestoffwechsel und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] AMPK α 2 polyklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPK α 2; α 2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5563
GeneID	5563
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54646
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eisbeutel