

Ko-Validierter Polyklonaler Anti-Ankrd52-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Nb46

Artikelnummer: CM0021164

Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen ANKRD52, eine regulatorische Untereinheit der Proteinphosphatase 6. Geeignet für WB und ELISA und kreuzreaktiv mit humanem, murinem und Ratten-ANKRD52.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] ANKRD52-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ANKRD33; 52
Spezies	Mensch
Gen-ID	283373
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 450-660 des humanen ANKRD52 (NP_775866.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NB46
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Kühlakku