


[Ko Validiert] Anti-Arhgef1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper - Q92888

Artikelnummer: CM0026215



Einführung

KO validierter Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches ARHGEF1, einen Rho-Guanin-Nukleotid-Austauschfaktor. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Detektiert endogenes Protein. Kreuzreaktivität mit Mensch und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] ARHGEF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	LSC; GEF1; IMD62; LBCL2; SUB1.5; P115-RHOGEF; F1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9138
Gen-ID	9138
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 783-912 von menschlichem ARHGEF1 (NP_004697.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q92888
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel