


[Ko Validiert] Anti-Atg4A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wyn0

Artikelnummer: CM0024292



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen ATG4A gerichtet ist, eine für die Autophagie essentielle Cysteinprotease. Durch Knockout validiert, geeignet für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Zielt auf die C-terminale Region (aa 289-398) ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] ATG4A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APG4A; AUTL2; HsAPG4A; 4A
Spezies	Human
GenID (Human)	115201
GenID	115201
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 289-398 von humanem ATG4A (NP_443168.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8WYN0
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel