

[Ko-Validiert] Polyklonaler Anti-Atg5-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H1Y0

Artikelnummer: CM0014691



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ATG5 (Q9H1Y0), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Autophagie, Apoptose und Virusinfektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] ATG5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; ATG5
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9474
Gen-ID	9474
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-275 des humanen ATG5 (NP_004840.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H1Y0
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Kühlakku