


Ko-Validierter Anti-Bad Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92934

Artikelnummer: CM0020486



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Bad (Bcl2-assoziiertes Agonist des Zelltods), validiert in WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ziel ist das proapoptische Bcl-2-Familienmitglied, das an mitochondrial-vermitteltem Zelltod beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Bad Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BBC2; BCL2L8; ad
Spezies	Human
GeneID (human)	572
GeneID	572
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 68-168 von humanem Bad (NP_004313.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q92934
Protein-Gewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel