


[Ko-Validiert] Anti-Bax Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q07812

Artikelnummer: CM0002404



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Bax, KO-validiert, für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Bax. Nützlich für die Apoptoseforschung. Immunogen: synthetisches Peptid aus humanem Bax (Q07812).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] Bax Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BCL2L4; Bax
Spezies	Human
GeneID (Human)	581
GeneID	581
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q07812
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel