


KO Validierter Anti-Bax Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q07812

Artikelnummer: CM0002312



Einführung

KO validierter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Bax, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Wichtiges Reagenz für die Apoptoseforschung, das das mitochondriale Außenmembranprotein Bax targetiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] Bax Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BCL2L4; Bax
Spezies	Mensch
Gen-ID	581
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 10-70 von humanem Bax (NP_620116.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q07812
Proteinmasse	21 kDa
Versand	Eisbeutel